

REGLAS PARA LABORATORIO

SEGURIDAD

- *NO ESPONGA EL EQUIPO A LIQUIDOS O A LA HUMEDAD.
- *MANIPULE SU EQUIPO CON CUIDADO.
- *NO EXPONGA SU EQUIPO A TEMPERTURAS EXTREMAS.
- *SOLO PERSONAL CALIFICADO PUEDE REPARAR EL EQUIPO.

HIGIENE

- *MANTENGA EL EQUIPO EN UN LUGAR LIMPIO Y SIN POLVO.
- *USE UN PAÑUELO SUAVE, LIMPIO Y SECO PARA LIMPIAR EL EQUIPO.
- *NO ENTRAR CON ALIMENTOS.
- *NO TOCAR LA PANTALLA CON LAS MANOS SUCIAS.

INSTALACION

- *USE SOLO ACCESORIOS ORIGINALES (DE LA MISMA MARCA).
- *VERIFICAR QUE SU INSTALACION ELECTRICA ESTE EN BUEN ESTADO.
- *MANTENER EL EQUIPO EN UN VOLTAJE ADECUADO.
- *NO CONECTE EL EQUIPO SIN REGULADOR.

TRASLADO

- *NO DEJE CAER, NO GOLPEE, NI SACUDA BRUSCAMENTE EL EQUIPO.
- *CONSERVE LA CAJA Y MATERIAL ORIGINAL DEL EMPAQUE.
- *PARA MAXIMA PROTECCION EMPACAR LA UNIDAD O EQUIPO COMO ESTABA EMPACADA DE FABRICA.
- *TRASLADA EL EQUIPO PARTE POR PARTE.